

Catalogue de produits

Gamme AltoStar®

09/2019 FR

altona Diagnostics France SARL
32 rue Gutenberg
37300 Joué-lès-Tours

tél +33 2 47 87 07 25
fax +33 2 47 46 84 82
e-mail adv.france@altona-diagnostics.com

www.altona-diagnostics.com

LIS-ProAltoStar-FR-03

AltoStar®

Instruments et matériel

Désignation produit	Descriptif produit	Ref. Prod.
AltoStar® Molecular Diagnostic Workflow	AltoStar® Automation System AM16 (Hamilton), Logiciel AltoStar® Conect (Hamilton), Ordinateur pour AltoStar AM16, AltoStar® Plate Sealer, Scanner de code-barres portable	AM16
AltoStar® Detection	CFX96™ Deep Well Dx System (Bio-Rad), Ordinateur pour CFX96™ DW, Scanner de code-barres portable	DT16
AltoStar® Starter Kit	Pack de démarrage Pour renouveler la commande voir la liste des consommables	SK16
AltoStar® Work table	Poste de travail AltoStar® comprenant un support pour informatique et bras Ergotron	TA16

Réactifs

Désignation produit	Descriptif produit	Ref. Prod.
AltoStar® Purification Kit 1.5	Chimie de purification universelle Contient suffisamment de réactifs jusqu'à 1152 réactions	PK15-16
AltoStar® Internal Control 1.5	Contrôle interne AltoStar®	IC15-16

Réactifs de PCR en temps réel

AltoStar® Adenovirus PCR Kit 1.5	Adénovirus humain (quantitatif)	AS0301513
AltoStar® CMV PCR Kit 1.5	Cytomégalovirus (quantitatif)	AS0021513
AltoStar® EBV PCR Kit 1.5	Virus d' Epstein-Barr (quantitatif)	AS0131513
AltoStar® HHV-6 PCR Kit 1.5	Herpèsvirus humain 6A et 6B (quantitatif)	AS0311513
AltoStar® HSV PCR Kit 1.5	Virus de l' Herpès simplex 1 et 2 (quantitatif)	AS0061513
AltoStar® VZV PCR Kit 1.5	Virus Varicelle Zona (quantitatif)	AS0071513
AltoStar® BKV PCR Kit 1.5	Virus BK (quantitatif)	AS0031513
AltoStar® JCV PCR Kit 1.5	Virus JC (quantitatif)	AS0041513
AltoStar® HCV RT-PCR Kit 1.5	Virus de l' Hépatite C (quantitatif)	AS0211513
AltoStar® HEV RT-PCR Kit 1.5	Virus de l' Hépatite E (quantitatif)	AS0271513
AltoStar® Parvovirus B19 PCR Kit 1.5	Parvovirus B19 (quantitatif)	AS0101513

Tous les kits de PCR en temps réel AltoStar® contiennent suffisamment de réactifs pour 96 réactions.

Consommables

Désignation produit	Descriptif produit	Ref. Prod.	Quantité
AltoStar® Processing Plate	Plaque de traitement AltoStar®	EA05079	50
FrameStar® Eluate Plate*	Plaque d'éluat FrameStar® *	EA05081	50
AltoStar® Eluate Plate Sealing Foil	Film protecteur pour plaque d'éluat AltoStar® aux coins tronqués en A12 et bords de 10 mm (SP-0236)	EA05082	100
PCR Plate	Plaque de PCR Hard-Shell® à 96 puits, petit volume, à contours transparents et puits blancs - avec code-barres	EA05083	25
AltoStar® PCR Plate Sealing Foil	Film protecteur pour plaque de PCR AltoStar® aux coins tronqués en A1 et bords de 10 mm (SP-0235)	EA05084	100
1000µl CO-RE Tips	Cônes CO-RE, 8 x 480 cônes à volume élevé (1000 µL) avec filtre	EA05085	3840
300µl CO-RE Tips	Cônes CO-RE, 12 x 480 cônes à volume standard (300 µL) avec filtre	EA05086	5760
Pooling Tube	Tube de 5 mL, 92 x 15, 3 mm (rond), PP, avec code-barres	EA05080	1000
Waste Bag	Sterilbag, sac de type 60 – autoclave 134°C	EA05087	500
Sample Tube	Tube de 7 mL avec bouchon, 82 x 13 mm	EA05088	1000
Sample Tube Caps	Bouchon nervuré (<i>Lamellenstopfen</i>) PE, Ø13 mm, à adhérence élevée, pour tubes d'échantillons	EA05089	2500
AltoStar® Container Re-Sealing Foil	Film protecteur pour récipients AltoStar® Purification Kit 1.5	MAT02001	120
MICROLAB Disinfectant Spray	Spray désinfectant Microlab (deconex Solarsept) 500 mL	EA05195	4
MICROLAB Detergent and Disinfectant	Détergent et désinfectant Microlab (deconex 61 DR) 1000 mL	EA05196	3
Screw Cap – red	Bouchon à vis pour micro-tubes, rouge	EA05090	5000
Screw Cap – blue	Bouchon à vis pour micro-tubes, bleu	EA05091	5000
Screw Cap – orange	Bouchon à vis pour micro-tubes, orange	EA05092	5000
Screw Cap – violet	Bouchon à vis pour micro-tubes, violet	EA05093	5000
Screw Cap – white	Bouchon à vis pour micro-tubes, blanc	EA05094	5000

Marqué CE-IVD.

Produits non homologués pour la vente par Santé Canada et n'ayant pas fait l'objet d'une notification (510(k)) ou d'une approbation de pré-commercialisation (PMA) par la FDA.
Non disponibles dans tous les pays.

altona®, AltoStar® et toutes les marques associées sont des marques déposées d'altona Diagnostics. Tous les autres noms enregistrés et marques commerciales utilisés dans ce document ne doivent pas être considérés comme non protégés par la loi.

* FrameStar® est protégé par un ou plusieurs des brevets américains suivants ou de leurs homologues étrangers, détenus par Eppendorf AG: brevets américains n° 7 347 977 et 6 340 589.
FrameStar® est une marque déposée de 4titude® Ltd.

© altona Diagnostics GmbH 2019. Tous droits réservés.